



## Квик тестер

Для быстрого определения рН, общей щелочности и свободного хлора

1. Погрузите полоску полностью в воду на одну секунду и выньте подложкой вверх. Не стряхивайте капли воды.
2. Выдержите тест 15 секунд.
3. Сравните рН, щелочь и свободный хлор с цветовой таблицей на упаковке.

Первый показатель	-	слишком
низкое содержание		
Второй и третий показатель	-	нормальное
содержание		
Четвертый показатель	-	высокое
содержание		
Пятый показатель	-	очень
высокое содержание		

**ВАЖНО:** Держите упаковку плотно закрытой, защищайте от сырости, храните в прохладном, недоступном для детей месте.

**Не глотать.**

